accuc@ld

Pharmacy Refrigerator

User Manual



MODELS:

ACR1415RH ACR1718RH ACR1415LH ACR1718LH

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

Model:	Serial Number:

Felix Storch, Inc.
An ISO 9001:2015 registered company
770 Garrison Ave
Bronx, New York 10474
www.summitappliance.com

Table of Content

APPLIANCE SAFETY	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3 - 4
SPECIAL CAUTIONS	5
HANDLING AND TRANSPORT	5
LOCATION OF PARTS	6
UNIT REVIEW AND INSPECTION	6
INSTALLATION INSTRUCTIONS	7 - 8
OPERATION	9 - 10
CLEANING AND CARE	11 - 12
TROUBLESHOOTING	13
LIMITED WARRANTY	15

APPLIANCE SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. The symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER" or "WARNING".



DANGER means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.

WARNING

WARNING means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.

All safety messages will alert you about the potential hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Before the appliance is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precautions, including the following:

A DANGER A

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an
 extension cord.
- · Replace all panels before operating.
- It is recommended that a separate circuit serving only your appliance be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not
 store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes
 can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- This appliance is CFC- and HFC-free and contains a small quantity of liquid propane (R290a), which is environmentally friendly but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it increase the greenhouse effect. Care must be taken during transportation and setting up of the appliance that no parts of the cooling system are damaged. Leaking coolant can ignite and may damage the eyes.
- In the event of any damage:
 - o Avoid open flames and anything that creates a spark
 - Disconnect from the electrical power line
 - Air the room in which the appliance is located for several minutes
 - o Contact the Service Department for advice
- The more coolant there is in an appliance, the larger the room it should be installed in. In the event of a leakage, if the appliance is in a small room, there is the danger of combustible gases building up.
- For every ounce of coolant, at least 325 cubic feet of room space is required. The amount of coolant in the appliance is stated on the data plate on the appliance. It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to carry out servicing or repairs to this appliance.
- Take serious care when handling, moving, and using the appliance to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
- Replacing component parts and servicing shall be done by factory authorized service personnel so as to minimize the risk
 of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

FOLLOW WARNING CALLOUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL

A WARNING

- Use two or more people to move and install the appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F (16°C) and below 80.6°F (27°C). This unit must be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray or drips.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (120 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances, is required.
- Do not place chemical substances (solvents, reagents) or food in this refrigerator. This equipment is intended for the storage and display of vaccines, pharmaceuticals and other specimens requiring refrigeration at precise temperatures.
- Do not kink or pinch the power supply cord of the appliance.
- The size of the fuse (or circuit breaker) should be 15 amperes.
- It is important that the appliance be leveled in order to work properly. You may need to make several
 adjustments to level it.
- All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched, kinked or damaged during installation.
- · Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Instruction Manual.
- Keep fingers out of the "pinch point" areas. Clearances between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.



Risk of child entrapment!

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous, even if they will "just sit in the garage a few days".

Before discarding your old refrigerator:

- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -



WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel (Metallic) which is known to the State of California to cause cancer.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Note: Nickel is a component in all stainless steel and some other metallic compositions.

CALIFORNIA CARB/SNAP DISCLOSURE

This product uses eco-friendly hydrocarbon refrigerant and fully complies with California CARB regulations.

However, we are required by California Law to provide the following disclosure statement in every product sold in California.

"This equipment is prohibited from use in California with any refrigerants on the 'List of Prohibited Substances' for that specific end-use, in accordance with California Code of Regulations, title 17, section 95374. This disclosure statement has been reviewed and approved by Felix Storch, Inc. and Felix Storch, Inc. attests, under penalty of perjury, that these statements are true and accurate."

This product does not use any refrigerants on the 'List of Prohibited Substances'


SPECIAL CAUTIONS

- DO NOT step on the front louver panel of your unit or use it as a step.
- ONLY use polarized plugs to plug in your unit.
- DO NOT CUT OR REMOVE the ground connection on the electrical cable.
- CHECK that the electrical system is grounded BEFORE plugging in refrigerator for the first time.
- The polyurethane in your unit contains cyclopentane gas as a foaming agent. When repairing, **DO NOT** use
 other types of polyurethane or mix the existing polyurethane with other types. SUMMIT is not responsible for
 changes in the refrigerator if repairs are made by the user or unauthorized technicians. Contact an authorized
 distributor for repair information.
- **DO NOT** place hands or other objects in the front louvers, rear grating or the fan guard while in operation. This can cause personal injury and/or damage the unit.
- BEFORE removing the front louver panel for maintenance and cleaning, DISCONNECT the unit's power supply
 to avoid accidents which may be caused by the oscillation of the blade of the fan motor.
- KEEP HANDS AWAY from door pivot when door is open.
- Before loading the refrigerator, CHECK that shelves are fixed and have the number of supports indicated for your model in the Instruction Manual.
- CHECK that the front louver panel and rear grating are in place before plugging in unit.
- DO NOT place chemical substances (solvents, reagents) or food in this refrigerator. This equipment is intended
 for the storage and display of vaccines, pharmaceuticals and other specimens requiring refrigeration at precise
 temperatures.
- This equipment is intended to be located in a **PHARMACY**. The floor under the unit must be kept clean.
- **DO NOT** balance or tip unit at more than a 45° angle without the supervision of authorized personnel. Severe injury can occur.
- DO NOT try to repair unit by yourself. Always consult your authorized distributor for service.
- BEFORE reporting a problem with your ACCUCOLD® refrigerator, check the plug and fuses or circuit breaker. If
 this is not the cause of the problem, call your distributor immediately so a technician can be sent.
- The unit's cooling capacity will decrease if:
 - It is open for long periods,
 - o Excessive amounts of product are stored in it.


THIS WILL OVERLOAD UNIT AND INCREASE MALFUNCTION RISK.

HANDLING AND TRANSPORT

DO NOT MOVE UNIT WITH PRODUCT INSIDE as loose product can break, spill, damage the appliance, etc



LOCATION OF PARTS



UNIT REVIEW AND INSPECTION

This refrigerator was fully inspected before leaving the factory. Check the unit for any signs of damage. If there is any damage, contact your authorized distributor or manufacturer immediately.

Accessories Included:

- Plastic (polycarbonate) shelves (packed in plastic wrap inside unit cabinet)
 - o ACR1415 series: 4 shelves
 - o ACR1718 series: 6 shelves
- Shelf clips (packed separately in a plastic bag inside the cabinet)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

This model is designed for interior use at a maximum operation temperature of **80.6°F** (27°C) and **55%** humidity. It is meant to be free-standing and not built into an enclosure.


Do not place the unit near heat sources such as stoves, grills, radiators, etc. and do not place them in areas where direct sunlight may reach the unit.

CAUTION: This appliance is designed for storing and cooling pharmaceuticals, vaccines and other medical specimens. Do not use it to store perishable food or chemical substances like solvents and reagents.

Location of your Appliance

Leave at least **8 inches** (20 cm) of clearance at the rear and **6 inches** (15 cm) on each side of the refrigerator to ensure proper airflow to the compressor and improve heat dissipation.

Once the unit is installed, ensure the unit is on a level and stable surface to ensure proper operation. If necessary, use the two front legs to adjust the height of the unit.



CAUTION: After unpacking you MUST let this appliance stand upright for at least **2 hours** to allow the lubricant and refrigerant to drain back into the compressor and stabilize. Failure to do so may adversely affect performance and the lifetime of this unit.


Installing the Shelves

The unit includes polycarbonate shelves and corresponding shelf clips.

CAUTION: Do not stock your appliance until the shelves are correctly installed inside the unit with shelf clips.

To install shelves:

- 1. Insert the shelf clips into the desired slots on the pilasters inside the cabinet.
 - Use the numbers on the pilasters as a guide to place clips at the same height.
 - Ensure the clip tab is pointing upward. (as shown).
- **2.** Position the shelves on the clips, with the outer bar of the shelf on the inside of the clip tabs.
- 3. Confirm the shelf is stable before loading.
- 4. Keep all stored items inside the limits of the shelves.
 - Do not block airflow through or around the shelves, as this may affect performance.



NOTE: To avoid accidents when cleaning inside the unit, first remove the shelves and shelf clips.

Electrical Connection:

Proper electrical installation is required for your refrigerator to function correctly and to prolong the useful life of electrical parts and compressor.

Before Connecting the Unit for the First Time:

- 1. Verify that line voltage does not fluctuate more than 10% above the nominal value of 120 V, 60 Hz.
- 2. DO NOT use extension cords.
- 3. DO NOT connect refrigerator to multiple plugs or plugs with another appliance connected.
- **4.** The unit MUST be plugged into a grounded socket.

IMPORTANT

- Do not try to repair any portion of tile electrical system yourself. Contact the nearest authorized service center.
- The unit must be grounded.
- Ignoring any of the precautions in the manual voids the warranty.
- The unit must be connected to a circuit breaker with a 15-ampere fuse and installed with a minimum 14-aliber wire.

OPERATION

Compressor

The compressor in your unit is designed to operate silently.

- Do not plug in the unit immediately after moving or repositioning it.
- Allow at least 2 hours for the internal pressures to equalize and for the compressor oil to settle.
- After plugging the unit in, let it run for 1 hour without any load.
- Once this period is complete, the unit is ready for use.

NOTE: Do not touch the compressor top cover while the unit is running. It is designed for high operational temperatures, and its surface can become very hot, which may cause burns. (The compressor is located at the bottom of the refrigerator, behind the front louvers.)

Temperature Controls

The temperature is controlled by a thermostat located above the front ventilation louvers, just below the door. The thermostat design may vary by model version. Check your unit's thermostat to determine which instructions apply.

For models with Carel thermostat:

The thermostat is factory-set to maintain the internal temperature between **2°C** and **8°C** (35.6°F and 46.4°F). The thermostat normally displays the current cabinet temperature. The default setting is **2°C**.



To Change the Set Temperature:

- 1. Press and hold the **set** button for 5 seconds until [0] appears on the screen.
- 2. Release the button, then press it again to confirm the [0] command.
- 3. Press the **UP** or **DOWN** buttons until [**St**] appears on the screen.
- 4. Press the **set** button again to enter the parameter.
- 5. Use the **UP** and **DOWN** buttons to select the desired operating temperature.

NOTE: Only temperatures between 2°C and 8°C (35.6°F and 46.4°F) are permitted.

- **6.** Press **set** again to confirm the selected temperature.
- 7. Wait 1 minute without pressing any buttons. The unit will accept the changes and resume operating normally.

Alarm Settings:

- Your refrigerator is equipped with an alarm that will sound when the internal temperature rises above15°C (59°F) or falls below 0°C (32°F).
- Press the **SET/MUTE** button on the thermostat to stop the alarm.

Lighting:

- Door Lighting: LED lighting surrounds the glass on the interior side of the door. The header panel above the
 door is also backlit.
- Cabinet Lighting: Interior cabinet lighting operates continuously by default. It may also be controlled with a switch, located inside the unit to the left of the internal fan in the ceiling.
- Energy-Saving Mode: Activating Energy-Saving mode will automatically turn off the interior lighting.

Energy-Saving Mode:

To reduce energy consumption, you can activate **Energy-Saving Mode**. This mode limits the operating time of the fan motors and compressor and turns off the interior light.


- To activate: Press and hold the UP arrow (ECO) for 3 seconds. The display will show [EnS] to confirm the setting.
- To deactivate: Press and hold the **UP** arrow for at least 3 seconds.

For Models with Coel Thermostat:

The thermostat is factory-set to maintain the internal temperature between **2°C** and **8°C** (35.6 and 46.4°F). The thermostat normally displays the temperature inside the cabinet. The default setting is **2°C**.

To Change the Set Temperature:

- Press the UP or DOWN arrow until [SP1] appears on the screen then release.
- Using the UP and DOWN arrows, choose the desired operating temperature.



- **3.** Press the **P** button to confirm the temperature.
- **4.** Wait 1 minute without touching any button while the unit accepts the changes. It will then start running normally.

Alarm Settings:

- Your unit is designed to sound an alarm if the internal temperature rises above 15°C (59°F) or falls below 0°C (32°F).
- To stop an alarm when it is sounding, press the P button on the thermostat.

Lighting:

- LED lighting surrounds the glass on the interior side of the door. Additionally, the header panel above the
 door is backlit.
- Cabinet lighting is designed to function continuously or may be controlled with a switch, located inside the
 unit to the left of the internal fan in the ceiling. Putting the refrigerator into Energy- Saving mode (see
 section above) will also turn off the interior lighting.

NOTES:

- If the unit is unplugged, or power is lost or turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.
- When you use the unit for the first time or restart the unit after it has been shut off for a long time, allow a
 few hours for the interior temperature to normalize.



CLEANING AND CARE

For better performance and user convenience, this refrigerator has been designed to function with the least possible maintenance and to provide optimal energy consumption and serviceability. It is recommended, however, that the unit be kept clean and that the following preventative maintenance be performed.

CAUTION: Failure to unplug the appliance during cleaning could result in electrical shock or other personal injury.

Cleaning the Cabinet

- Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items, including shelves and shelf clips.
- When cleaning cabinet interior, use a solution of warm water and mild soap.
- Do not use steel wool, caustic or abrasive cleaners or bleach that may damage the stainless surface.
- Once the cabinet interior is clean, dry it with a clean, dry cloth.
- Wipe the door gasket with a solution of warm soapy water, then dry with a clean soft cloth.
- Wash the shelves with a mild detergent solution, then dry them.
- Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning the area where the controls are located, or any electrical parts.
- Clean the outside of the unit with an approved stainless steel cleaning product. Do not use steel wool or a steel brush
 on the stainless steel surfaces.

NOTE: Do not use alcohol derivatives or thinner to clean the cabinet.

Cleaning the Condenser

Disconnect the refrigerator's power supply before cleaning. The static condenser (on back of unit) should be cleaned every 12 months for optimum performance. Use a soft-bristle brush to remove excess dust to improve heat transfer to the surrounding air.


Cleaning the Alarm/Thermostat

- Do not wash or expose the alarm/thermostat to water or other liquids.
- Clean the product by wiping with a soft, dry cloth.
- Never use volatile or abrasive liquids or cleaners to clean the product.
- Do not subject the product to sudden shock or impact.

Cleaning the Compressor Compartment

The compressor and fan are located behind the front louvers of the appliance.

CAUTION: Disconnect the unit's power supply before removing the front louvre to avoid accidents, which may be caused by the oscillation of the blade of the fan motor.



To Clean the Compartment Behind the Front Louvers:

- 1. Disconnect the power supply to the appliance.
- 2. Remove the two screws, as shown above.
- 3. Life the front louver panel, then pull it toward you, being careful not to disconnect any attached wiring.
- 4. Clean the area with a damp cloth, then dry it.
- 5. Replace the louver panel and screw it back into place.
- 6. Reconnect power to the appliance.

Defrosting

It is not necessary to defrost your refrigerator. This is done automatically, using a forced-air system. There is a defrost water evaporation pan in the compartment below the main cabinet. A hot gas line from the compressor passes through this pan and evaporates the water. Check occasionally that the drain hose is always inside the evaporation pan.

Security Lock

Your unit is provided with a lock and key combination. The lock may be found on the front of the refrigerator. The keys are located inside the plastic bag that contains the *User Manual*. After a key has been used, remove it and put it in a secure place for safekeeping.

Energy-Saving Tips

- DO NOT DISCONNECT UNIT AT NIGHT. Not only will contents most likely suffer damage, but reconnecting next day will increase energy consumption.
- DO NOT keep the door open any longer than necessary.
- DO NOT OVERLOAD UNIT. Allow free air flow inside refrigerator.
- DO NOT PLACE HEAVY AND/OR LARGE OBJECTS INSIDE UNIT.
- It is important not to block air flow inside the refrigerator. Remember that it is designed exclusively for cooling vaccines, pharmaceuticals and other medical specimens.
- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat-producing appliances and out of direct sunlight.
- Ensure that the unit is adequately ventilated. Never cover air vents.
- DO NOT PLACE FOODS IN REFRIGERATOR. Not only will you risk contamination of medical products, but the forced air system will absorb moisture from the food.

TROUBLESHOOTING

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

see if you can solve the problem before calling the ser	
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
The unit does not operate.	Not plugged in.
	Voltage is outside specifications.
	Tripped circuit breaker or blown fuse.
The unit is not cold enough.	Voltage is outside specifications.
	Interior air flow is blocked.
	There is a nearby heat source.
	The door is opened too often. The door is not closed completely.
	The door gasket does not seal properly.
	Condenser needs cleaning.
Turns on and off frequently.	There is a nearby heat source.
	Interior air flow is blocked.
	A large amount of product has been added to the
	refrigerator.
	The door is opened too often.
	The door is not closed completely.
	The door gasket does not seal properly.
	Condenser needs cleaning.
The light does not work.	Not plugged in.
	Tripped circuit breaker or blown fuse.
	The light switch is OFF.
Ice forms on evaporator.	High relative humidity in environment.
	The door is not closed properly.
	The door is opened too often or for too long.
	Interior air flow is blocked.
Vibrations	Appliance is not level.
	Fan blades are out of balance.
	Tubes or moving parts are grazing metallic parts.
The unit seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the
	refrigerant, which is normal.
	As each cycle ends, you may hear gurgling sounds
	caused by the flow of refrigerant in the unit.
	Contraction and expansion of the inside walls may
	cause popping and crackling noises.
	The appliance is not level.
The door will not close properly.	The appliance is not level.
	The gasket is dirty.
	The shelves are out of position.
Excessive condensation in interior and on door.	High relative humidity in environment.
	The door is not closed properly.
	The door is opened too often or for too long.

If your appliance shows other symptoms than those described above, or if you have checked all items listed as the cause and the problem still exists, then call Accucold® Customer Service at **1-888-4-MEDLAB**.

NOTES

LIMITED WARRANTY

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

Warranty coverage is available within the 48 contiguous United States, along with select areas of Alaska, Hawaii, and Canada. For locations not covered, consumers can either contact a local provider or coordinate with Felix Storch, Inc. to find nearby service options, which may qualify for partial reimbursement.

The warranty for this appliance is valid for two years from the date of purchase, provided the appliance is operated and maintained according to the instructions included with the product. The warrantor will cover the cost of factory-specified parts and repair labor needed to correct defects in materials or workmanship. Service must be performed by a designated service company.

All parts, except the compressor, are warranted for two years against manufacturing defects. Plastic parts, shelves, and cabinets are produced to commercially acceptable standards but are not covered for damages incurred during handling or for breakage.

5-YEAR COMPRESSOR WARRANTY

- 1. The compressor is covered for 5 years.
- 2. Replacement does not include labor.

ITEMS WARRANTOR WILL NOT PAY FOR:

- 1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace or repair fuses or to correct wiring or plumbing.
- 2. Service calls to repair or replace appliance light bulbs or broken shelves. Consumable parts (such as filters) are excluded from warranty coverage.
- 3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by warrantor.
- 4. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the 48 contiguous United States, along with select areas of Alaska, Hawaii, and Canada.
- 5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
- 6. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
- 7. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO TWO YEARS. WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

accuceld

Felix Storch, Inc.
An ISO 9001:2015 registered company
770 Garrison Ave
Bronx, New York 10474
www.summitappliance.com

accuc@ld

Réfrigérateur de Pharmacie

Manuel d'Utilisation



MODÈLES:

ACR1415RH ACR1718RH ACR1415LH ACR1718LH

AVANT UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

Modèle:	Numéro de Série:

Felix Storch, Inc.
Une entreprise certifiée ISO 9001:2015
770 Garrison Ave
Bronx, New York 10474
www.summitappliance.com

Table des Matières

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL	3
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3 - 4
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES	5
MANIPULATION ET TRANSPORT	5
EMPLACEMENT DES PIÈCES	6
VÉRIFICATION ET INSPECTION DE L'UNITÉ	6
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	7 - 8
FONCTIONNEMENT	9 - 10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	11 - 12
DÉPANNAGE	13
GARANTIE LIMITÉE	15

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours tous les messages de sécurité et suivez-les attentivement.



Voici le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles pour vous ou pour d'autres personnes. Tous les messages de sécurité seront accompagnés du symbole d'alerte de sécurité et des mots DANGER ou AVERTISSEMENT.



DANGER signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner d'importants dommages au produit, des blessures graves ou la mort.

Tous les messages de sécurité vous alerteront du danger potentiel, vous indiqueront comment réduire les risques de blessures et vous feront savoir ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avant d'utiliser l'appareil, il doit être positionné correctement et installé comme décrit dans ce manuel. Lisez le manuel attentivement. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, suivrez les précautions de base, y compris ce qui suit :

A DANGER A

- Branchez sur une prise à 3 broches de sortie, ne retirez pas la broche de terre, ne pas utiliser un adaptateur, et ne pas utiliser une rallonge.
- Replacez tous les panneaux avant de faire fonctionnement l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct afin d'alimenter votre appareil uniquement. Utilisez des récipients qui ne peuvent pas être désactivés par un interrupteur ou une chaîne de traction.
- Ne jamais nettoyer des pièces d'appareils avec des liquides inflammables. Les émanations peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder à des opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil soit débranchée.
- Ne pas brancher ou débrancher la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil ou couper le courant avant de le nettoyer ou de le réparer. Le non-respect decette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une partie quelconque de votre appareil à moins qu'il ne soit spécifiquement recommandé de le faire dans ce manuel. Toute autre réparation doit être confiée à un technicien qualifié.
- Cet appareil est sans CFC et HFC et contient une petite quantité de propane liquide (R290a), qui est écologique mais inflammable. Il n'endommage pas la couche d'ozone et n'augmente pas non plus l'effet de serre. Des précautions doivent être prises pendant le transport et l'installation de l'unité afin qu'aucune partie du système de refroidissement ne soit endommagée. Une fuite de liquide de refroidissement peut s'enflammer et endommager les yeux.
- En cas de dommage :
 - o Évitez les flammes nues et tout ce qui crée une étincelle,
 - O Déconnecter de la ligne électrique,
 - o Aérez la pièce dans laquelle l'unité est isolée pendant plusieurs minutes, et
 - Contactez le service après-vente pour obtenir des conseils.
- Plus il y a de liquide de refroidissement dans une unité, plus la pièce dans laquelle elle doit être installée est grande. En cas de fuite, si l'unité se trouve dans une petite pièce, il y a un risque de formation de gaz combustibles. Pour chaque once de liquide de refroidissement, il faut au moins 325 pieds cubes d'espace dans la pièce. La quantité de liquide de refroidissement dans l'unité est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'unité. Il est dangereux pour quiconque autre qu'un technicien de service autorisé d'effectuer l'entretien ou les réparations de cet équipement.
- Faites très attention lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation de l'unité afin d'éviter d'endommager la tubulure de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.
- Le remplacement des composants et l'entretien doivent être effectués par le personnel de service autorisé de l'usine afin de minimiser le risque d'inflammation possible en raison de pièces incorrectes ou d'un entretien inapproprié.

SUIVEZ LA LEGENDE DES CONSIGNES D'AVERTISSEMENT CI-DESSOUS LORSQUE APPLICABLES A VOTRE MODELE

A AVERTISSEMENT

- Il est important qu'au moins deux personnes déplacent et installent l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres lésions.
- Pour assurer une bonne ventilation de votre appareil, le devant de l'unité doit être complètement dégagé. Choisissez un endroit bien aéré, avec des températures supérieures à 60°F (16°C) et au- dessous de 80.6°F (27°C). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée contre les éléments, comme le vent, la pluie, les éclaboussures et les gouttes d'eau.
- L'appareil ne doit pas être situé à proximité de fours, grilles chauffantes ou d'autres sources de chaleur élevée.
- L'appareil doit être installé avec toutes les connexions électriques, d'eau et de vidange conformément aux codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (120 V CA seulement, 60 Hz), correctement mise à terre en conformité avec le National Electrical Code et les codes et ordonnances locaux, est requise.
- Ne placez pas des substances chimiques (solvants, réactifs) ou de la nourriture dans le réfrigérateur. Cet équipement est prévu pour le stockage et l'affichage des vaccins, des médicaments et d'autres spécimens qui doivent être réfrigérés à des températures précises.
- Ne pas plier ou pincer le cordon d'alimentation de l'appareil.
- L'intensité du fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important que l'appareil soit mis à niveau afin de fonctionner correctement. Vous devrez peut-être faire plusieurs ajustements pour y arriver.
- Toutes les installations doivent être conformes aux exigences du code de plomberie local.
- Assurez-vous que les tuyaux ne soient pas pincés, noués ou endommagés lors de l'installation.
- Vérifier les fuites après la connexion.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvants ou de produits abrasifs à l'intérieur. Ces produits peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage, tel que décrit dans ce Manuel d'emploi.
- Gardez les doigts hors des zones de "pinçage". Le dégagement entre la porte et le placard est toujours étroit. Surveillez la fermeture des portes soigneusement lorsque les enfants se trouvent dans les alentours.

! DANGER ! Risque d'emprisonnement pour les enfants !

Des enfants pris au piège et suffoqués n'est pas un scénario du passé. Les appareils jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont "simplement entreposés dans le garage pendant quelques jours".

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur :

- Enlever les portes
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS -



AVERTISSEMENT: ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel (métallique) qui est connu dans l'État de Californie pour provoquer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

Remarque : le nickel est un composant de tous les aciers inoxydables et de certaines autres compositions métalliques.

DIVULGATION CARB/SNAP DE CALIFORNIE

Ce produit utilise un réfrigérant hydrocarboné respectueux de l'environnement et est entièrement conforme à la réglementation California CARB.

Cependant, la loi californienne nous oblige à fournir la déclaration de divulgation suivante dans chaque produit vendu en Californie.

"Il est interdit d'utiliser cet équipement en Californie avec des réfrigérants figurant sur la 'Liste des substances interdites' pour cette utilisation finale spécifique, conformément au California Code of Regulations, titre 17, section 95374. Cette déclaration de divulgation a été examinée et approuvée par Felix Storch, Inc. et Felix Storch, Inc. atteste, sous peine de parjure, que ces déclarations sont vraies et exactes."

Ce produit n'utilise <u>aucun</u> réfrigérant figurant sur la "Liste des Substances Interdites"


PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- NE MONTEZ PAS sur le panneau avant à grilles et ne l'utilisez pas comme marchepied.
- UTILISEZ SEULEMENT des prises polarisées pour brancher l'appareil.
- **NE COUPEZ PAS** et ne retirez pas la mise à la terre du cordon d'alimentation.
- ASSUREZ-VOUS que le système électrique est bien mis à la terre avant de brancher le réfrigérateur pour la première fois.
- Le polyuréthane de l'appareil contient du gaz cyclopentane comme agent moussant. Lors d'une réparation, n'utilisez pas d'autres types de polyuréthane et ne les mélangez pas. SUMMIT n'est pas responsable des modifications apportées si la réparation est effectuée par l'utilisateur ou par un technicien non autorisé. Communiquez avec un distributeur autorisé pour toute réparation.
- **NE PLACEZ PAS** les mains ni d'objets dans les grilles avant, la grille arrière ou la protection du ventilateur pendant le fonctionnement. Cela peut causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **AVANT** de retirer le panneau avant pour le nettoyage ou l'entretien, **débranchez** toujours l'appareil pour éviter tout accident lié au ventilateur.
- GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES du pivot de la porte lorsque celle-ci est ouverte.
- AVANT DE CHARGER le réfrigérateur, assurez-vous que les tablettes sont bien fixées et qu'elles ont le nombre de supports indiqué dans le manuel.
- VÉRIFIEZ que le panneau avant et la grille arrière sont bien en place avant de brancher l'appareil.
- NE PLACEZ PAS de substances chimiques (solvants, réactifs) ni d'aliments dans ce réfrigérateur. Cet appareil est conçu pour conserver et exposer des vaccins, produits pharmaceutiques ou autres échantillons nécessitant une température précise.
- Cet appareil est destiné à une PHARMACIE. Le plancher sous l'appareil doit être gardé propre.
- NE PENCHEZ PAS l'appareil à plus de 45° et ne le déplacez pas sans supervision d'un technicien autorisé.
 Des blessures graves peuvent survenir.
- **NE TENTEZ PAS** de réparer l'appareil vous-même. Communiquez toujours avec votre **distributeur autorisé** pour le service.
- Avant de signaler un problème avec votre réfrigérateur ACCUCOLD®, vérifiez la prise, les fusibles ou le disjoncteur. Si tout est en ordre, contactez votre distributeur pour qu'un technicien intervienne.
- La performance de refroidissement peut diminuer si:
 - La porte reste ouverte trop longtemps
 - O Trop de produits sont entreposés à l'intérieur.


CELA SURCHARGERA L'APPAREIL ET AUGMENTERA LE RISQUE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT.

MANIPULATION ET TRANSPORT

E PAS DÉPLACER L'UNITÉ AVEC LES PRODUITS À L'INTÉRIEUR des produits mal fermés peuvent se casser, se renverser, endommager l'appareil, etc



EMPLACEMENT DES PIÈCES



VÉRIFICATION ET INSPECTION DE L'UNITÉ

Ce réfrigérateur a été entièrement inspecté avant de quitter l'usine. Vérifiez l'appareil pour déceler tout signe de dommage. En cas de dommage, communiquez immédiatement avec votre distributeur ou le fabricant autorisé.

Accessoires Inclus:

- Tablettes en plastique (polycarbonate) (emballées dans un film plastique à l'intérieur de l'armoire)
 - Série ACR1415: 4 tablettesSérie ACR1718: 6 tablettes
- Attaches de tablette (emballées séparément dans un sac en plastique à l'intérieur de l'armoire)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ce modèle est conçu pour une utilisation intérieure à une température maximale de fonctionnement de 27°C (80.6°F) et à 55 % d'humidité. Il est destiné à être installé de façon autonome et ne doit pas être encastré.


Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les cuisinières, grils, radiateurs, etc., et évitez les endroits exposés directement aux rayons du soleil.

ATTENTION: Cet appareil est conçu pour le stockage et le refroidissement de produits pharmaceutiques, vaccins et autres échantillons médicaux. Ne l'utilisez pas pour conserver des aliments périssables ou des substances chimiques telles que solvants et réactifs.

Emplacement de votre Appareil

Laissez au moins 20 cm (8 po) de dégagement à l'arrière et 15 cm (6 po) de chaque côté du réfrigérateur pour assurer une circulation d'air adéquate vers le compresseur et améliorer la dissipation de la chaleur.

Une fois l'appareil installé, assurez-vous qu'il repose sur une surface stable et de niveau pour un fonctionnement correct. Au besoin, utilisez les deux pieds avant pour ajuster la hauteur de l'appareil.



ATTENTION: Après le déballage, laissez l'appareil debout pendant au moins **2 heures** pour permettre au lubrifiant et au réfrigérant de revenir dans le compresseur et de se stabiliser. Ne pas le faire peut nuire au rendement et à la durée de vie de l'appareil.


Installation des Étagères

L'unité comprend des étagères en polycarbonate et des clips d'étagères correspondants.

ATTENTION: Ne rangez pas votre appareil tant que les étagères ne sont pas correctement installées à l'intérieur de l'appareil avec les clips d'étagères.

Pour Installer des Étagères :

- **1.** Insérez les attaches de tablette dans les fentes désirées des pilastres à l'intérieur de l'armoire.
 - Utilisez les numéros sur les pilastres pour placer les attaches à la même hauteur.
 - Assurez-vous que l'onglet de l'attache est orienté vers le haut (comme indiqué).
- 2. Placez les tablettes sur les attaches, en plaçant la barre extérieure de la tablette à l'intérieur des onglets des attaches.
- 3. Vérifiez que la tablette est stable avant de la charger.
- **4.** Gardez tous les objets à l'intérieur des limites des tablettes.
 - Ne bloquez pas la circulation de l'air à travers ou autour des tablettes, car cela pourrait nuire au rendement de l'appareil.



REMARQUE: Pour éviter tout accident lors du nettoyage à l'intérieur de l'appareil, retirez d'abord les tablettes et les attaches de tablette.

Raccordement Électrique :

Une installation électrique adéquate est nécessaire au bon fonctionnement de votre réfrigérateur et à la prolongation de la durée de vie des composants électriques et du compresseur.

Avant de Connecter l'Appareil pour la Première Fois :

- Vérifiez que la tension ne fluctue pas de plus de 10% au-dessus de la valeur nominale de 120 V,
 60 Hz.
- 2. NE PAS utiliser de rallonges électriques.
- 3. NE PAS brancher le réfrigérateur sur des multiprises ou des prises déjà utilisées par un autre appareil.
- 4. L'appareil DOIT être branché sur une prise mise à la terre.

IMPORTANT

- N'essayez pas de réparer vous-même une partie du système électrique. Contactez le centre de service agréé le plus proche.
- L'appareil doit être mis à la terre.
- Le non-respect des précautions décrites dans le manuel annule la garantie.
- L'appareil doit être raccordé à un disjoncteur avec un fusible de **15 ampères** et installé avec un fil de calibre **14 minimum**.

FONCTIONNEMENT

Compresseur

Le compresseur de votre appareil est conçu pour fonctionner silencieusement.

- Ne branchez pas l'appareil immédiatement après l'avoir déplacé ou repositionné.
- Attendez au moins deux heures pour que les pressions internes s'équilibrent et que l'huile du compresseur se stabilise.
- Après avoir branché l'appareil, laissez-le fonctionner pendant une heure à vide.
- Une fois ce délai écoulé, l'appareil est prêt à l'emploi.

REMARQUE: Ne touchez pas le couvercle supérieur du compresseur lorsque l'appareil est en marche. Il est conçu pour fonctionner à des températures élevées et sa surface peut devenir très chaude, ce qui peut provoquer des brûlures. (Le compresseur est situé en bas du réfrigérateur, derrière les grilles d'aération avant.)

Contrôles de Temperature

La température est contrôlée par un thermostat situé au-dessus des grilles d'aération avant, juste en dessous de la porte. La conception du thermostat peut varier selon le modèle. Consultez le thermostat de votre appareil pour connaître les instructions applicables.

Pour les Modèles avec Thermostat Carel

Le thermostat est réglé en usine pour maintenir la température interne entre 2°C et 8°C (35.6°F et 46.4°F). Il affiche normalement la température actuelle de l'armoire. Le réglage par défaut est de 2°C.



Pour Modifier la Température Réglé :

- 1. Appuyez et maintenez le bouton de réglage pendant 5 secondes jusqu'à ce que [0] apparaisse à l'écran.
- 2. Relâchez le bouton, puis appuyez de nouveau pour confirmer la commande [0].
- 3. Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS jusqu'à ce que [St] apparaisse à l'écran.
- **4.** Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage pour entrer dans le paramètre.
- 5. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour sélectionner la température de fonctionnement désirée.

REMARQUE : Seules les températures comprises entre 2°C et 8°C (35.6 °F et 46.4 °F) sont

- 6. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer la température sélectionnée.
- 7. Attendez 1 minute sans appuyer sur aucun bouton. L'appareil acceptera les modifications et reprendra son fonctionnement normal.

Paramètres d'Alarme:

- Votre réfrigérateur est équipé d'une alarme qui se déclenche lorsque la température interne dépasse 15°C (59°F) ou descend en dessous de 0°C (32°F).
- Appuyez sur le bouton **SET/MUTE** du thermostat pour arrêter l'alarme.

Éclairage:

- Éclairage de la porte : Les LED entourent le verre à l'intérieur de la porte. Le panneau supérieur au-dessus de la porte est également rétroéclairé.
- Éclairage de l'armoire : L'éclairage intérieur fonctionne en continu par défaut. Il peut aussi être contrôlé à l'aide d'un interrupteur situé à l'intérieur de l'unité, à gauche du ventilateur interne au plafond.
- Mode économie d'énergie : L'activation du mode économie d'énergie éteint automatiquement l'éclairage intérieur.

Mode Économie d'Énergie :

Pour réduire la consommation d'énergie, vous pouvez activer le **mode économie d'énergie**. Ce mode limite le temps de fonctionnement des ventilateurs et du compresseur et éteint la lumière intérieure.

- Pour activer : Appuyez et maintenez la flèche HAUT (ECO) pendant 3 secondes. L'écran affichera [EnS] pour confirmer le réglage.
- Pour désactiver : Appuyez et maintenez la flèche HAUT pendant au moins 3 secondes.

Pour les Modèles avec Thermostat Coel

Le thermostat est réglé en usine pour maintenir la température interne entre **2°C et 8°C** (35,6 et 46,4 °F). Il affiche normalement la température à l'intérieur de l'armoire. Le réglage par défaut est de **2°C**.

Pour Modifier la Température de Consigne :

- 1. Appuyez sur les flèches **HAUT** ou **BAS** jusqu'à ce que [**SP1**] apparaisse à l'écran, puis relâchez-les.
- 2. À l'aide des flèches HAUT et BAS, choisissez la température de fonctionnement souhaitée.
- 3. Appuyez sur le bouton P pour confirmer la température.

REMARQUE: Seules les températures comprises entre 2 °C et 8 °C (35,6 °F et 46,4 °F) sont autorisées.

Attendez 1 minute sans appuyer sur aucun bouton pendant que l'appareil accepte les modifications. Il fonctionnera alors normalement.

Paramètres d'Alarme:

- Votre appareil est conçu pour déclencher une alarme si la température interne dépasse 15°C (59 °F) ou descend en dessous de 0°C (32 °F).
- To stop an alarm when it is sounding, press the **P** button on the thermostat.

Éclairage:

- Un éclairage LED entoure la vitre intérieure de la porte. De plus, le panneau supérieur au-dessus de la porte est rétroéclairé.
- L'éclairage du meuble est conçu pour fonctionner en continu ou peut être contrôlé par un interrupteur situé à l'intérieur de l'appareil, à gauche du ventilateur interne au plafond. Mettre le réfrigérateur en mode Économie d'énergie (voir section ci-dessus) éteint également l'éclairage intérieur.

REMARQUE:

- Si l'appareil est débranché, en cas de coupure de courant ou d'extinction, attendez 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous tentez de le redémarrer avant ce délai, il ne démarrera pas.
- Lors de la première utilisation ou du redémarrage après une longue période d'inactivité, attendez quelques heures que la température intérieure se stabilise.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des performances optimales et un confort d'utilisation optimal, ce réfrigérateur a été conçu pour fonctionner avec un minimum d'entretien et optimiser la consommation d'énergie et la facilité d'entretien. Il est toutefois recommandé de maintenir l'appareil propre et d'effectuer les opérations de maintenance préventive suivantes.

ATTENTION: Ne pas débrancher l'appareil pendant le nettoyage peut entraîner un choc électrique ou d'autres blessures corporelles.

Nettoyage de l'Armoire

- Éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez tous les objets, y compris les tablettes et les attaches de tablette.
- Pour nettoyer l'intérieur de l'armoire, utilisez une solution d'eau tiède et de savon doux.
- Ne pas utiliser de laine d'acier, de produits caustiques ou abrasifs, ni d'eau de Javel pouvant endommager l'acier inoxydable.
- Une fois l'intérieur de l'armoire propre, séchez-le avec un chiffon propre et sec.
- Nettoyez le joint de la porte avec une solution d'eau tiède savonneuse, puis séchez-le avec un chiffon doux et propre.
- Lavez les tablettes avec une solution de détergent doux, puis séchez-les.
- Essorez l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon lorsque vous nettoyez la zone des commandes ou toute pièce électrique.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un produit approuvé pour l'acier inoxydable. Ne pas utiliser de laine d'acier ou de brosse métallique sur les surfaces en acier inoxydable.

REMARQUE: N'utilisez pas de dérivés d'alcool ni de diluant pour nettoyer le boîtier.

Nettoyage du Condenseur

Débranchez l'alimentation du réfrigérateur avant de le nettoyer. Le condenseur statique (à l'arrière de l'appareil) doit être nettoyé tous les 12 mois pour des performances optimales. Utilisez une brosse à poils souples pour éliminer l'excès de poussière et améliorer le transfert de chaleur vers l'air ambiant.


Nettoyage de l'Alarme/Thermostat

- Ne l'avez pas et n'exposez pas l'alarme/thermostat à l'eau ou à d'autres liquides.
- Nettoyez le produit en l'essuyant avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de liquides ou de nettoyants volatils ou abrasifs pour nettoyer le produit.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs ou impacts soudains.

Nettoyage du Compartiment du Compresseur

Le compresseur et le ventilateur sont situés derrière les volets avant de l'appareil.

ATTENTION: Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil avant de retirer la grille avant afin d'éviter les accidents qui pourraient être causés par l'oscillation de la pale du moteur du ventilateur.



Pour Nettoyer le Compartiment Derrière les Persiennes Avant :

- 1. Débranchez l'appareil.
- 2. Retirez les deux vis, comme illustré ci-dessus.
- 3. Soulevez le panneau avant, puis tirez-le vers vous en veillant à ne débrancher aucun câble.
- 4. Nettoyez la zone avec un chiffon humide, puis séchez-la.
- 5. Remettez le panneau avant en place et revissez-le.
- 6. Rebranchez l'appareil.

Décongélation

Il n'est pas nécessaire de dégivrer votre réfrigérateur. Ce processus s'effectue automatiquement grâce à un système à air pulsé. Un bac d'évaporation de l'eau de dégivrage est situé dans le compartiment sous le meuble principal. Une conduite de gaz chaud provenant du compresseur traverse ce bac et évapore l'eau. Vérifiez de temps en temps que le tuyau de vidange se trouve toujours à l'intérieur du bac d'évaporation.

Verrou de Sécurité

Votre appareil est fourni avec un cadenas et une combinaison de clés. Le cadenas se trouve à l'avant du réfrigérateur. Les clés se trouvent dans le sac plastique contenant le manuel d'utilisation. Après utilisation, retirez la clé et conservez-la en lieu sûr.

Conseils d'Économie d'Énergie

- NE DEBRANCHEZ PAS L'APPAREIL LA NUIT. Cela pourrait endommager son contenu et le rebranchement le lendemain augmentera la consommation d'énergie.
- NE LAISSEZ PAS LA PORTE OUVERTE plus longtemps que nécessaire.
- NE SURCHARGEZ PAS L'APPAREIL. Laissez l'air circuler librement à l'intérieur du réfrigérateur.
- NE PLACEZ PAS D'OBJETS LOURDS OU VOLUMINEUX à l'intérieur de l'appareil.
- Il est important de ne pas bloquer la circulation de l'air à l'intérieur. Rappelez-vous que le réfrigérateur est conçu exclusivement pour le refroidissement des vaccins, produits pharmaceutiques et autres échantillons médicaux.
- L'appareil doit être installé dans la zone la plus fraîche de la pièce, à l'écart des sources de chaleur et à l'abri du soleil direct.
- Assurez-vous que l'unité est bien ventilée. Ne jamais couvrir les orifices d'aération.
- NE PLACEZ PAS D'ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR. Cela risque de contaminer les produits médicaux et le système à air forcé absorberait l'humidité des aliments.

DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants, ce qui vous évitera de devoir faire appel à un réparateur. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le réparateur.

d'appeier le reparateur. PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
FROBLEM	
L'unité ne fonctionne pas.	L'unité n'est pas branchée. La tension n'est pas dans les spécifications.
	Problème avec le disjoncteur ou fusible grillé.
	, ,
L'unité n'est pas assez froide.	La tension est en dehors des spécifications. La circulation d'air à l'Intérieur est bloquée. Il
L'unite n'est pas assez noide.	ya une source de chaleur à proximité.
	La porte est ouverte trop souvent.
	La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée.
	Le joint de la porte ne se referme pas correctement.
	Le condenseur doit être nettoyé.
	Il ya une source de chaleur à proximité.
L'appareil s'allume et s'éteint	La circulation d'air à l'Intérieur est bloquée.
fréquemment.	Une grande quantité de contenu a été
•	ajoutée. La porte est ouverte trop souvent.
	La porte n'est pas complètement fermée.
	Le joint de la porte ne se referme pas
	correctement.
	Le condenseur doit être nettoyé.
	<u>-</u>
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché. Problème avec le disjoncteur ou fusible grillé.
La lamiere ne fonetionne pas.	Le commutateur d'éclairage est éteint.
	Humidité relative élevée dans l'environnement.
De la glace se forme sur l'évaporateur.	La porte n'est pas complètement fermée.
	La porte est ouverte trop souvent ou trop
	longtemps.
	La circulation d'air à l'Intérieur est bloquée.
Vilenations	L'appareil n'est pas à niveau.
Vibrations	Les lames du ventilateur ne sont pas équilibrées. Les tubes ou les pièces en mouvement se frottent contre des
	pièces métalliques.
	Le bruit de crécelle peut provenir l'écoulement de fluide
L'unité semble faire beaucoup de bruit.	frigorigène, ce qui est normal.
,	Comme chaque cycle se termine, vous pouvez entendre
	gloussements causés par le débit de réfrigérant dan l'unité.
	Contraction et la dilatation des parois internes peuvent produire
	des claquements et craquements.
	L'appareil n'est pas à niveau.
	L'apparail p'agt pag à piyagu
La porte ne se ferme pas correctement.	L'appareil n'est pas à niveau.
	Le joint est sale.
	Les étagères sont hors de position
Condensation excessive à l'intérieur et sur la porte.	Humidité relative élevée dans l'environnement.
	La porte n'est pas complètement fermée.
our la porto.	La porte est ouverte trop souvent ou trop longtemps.

Si votre appareil présente d'autres symptômes que ceux décrits ci-dessus, ou si vous avez vérifié tous les éléments répertoriés comme cause et que le problème persiste, appelez le service clientèle d'Accucold® au **1-888-4-MEDLAB**.

NOTES

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

La couverture de garantie est disponible dans les 48 États continentaux des États-Unis, ainsi que dans certaines régions de l'Alaska, d'Hawaï et du Canada. Pour les endroits non couverts, les consommateurs peuvent soit contacter un fournisseur local, soit coordonner avec Felix Storch, Inc. afin de trouver des options de service à proximité, lesquelles peuvent donner droit à un remboursement partiel.

La garantie de cet appareil est valable pendant deux ans à compter de la date d'achat, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec le produit. Le garant prendra en charge le coût des pièces d'origine spécifiées par l'usine et de la main-d'œuvre nécessaire pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication. Le service doit être effectué par une entreprise de service désignée.

Toutes les pièces, sauf le compresseur, sont garanties pendant deux ans contre les défauts de fabrication. Les pièces en plastique, les étagères et les armoires sont fabriquées selon des normes commerciales acceptables, mais ne sont pas couvertes en cas de dommages subis lors de la manipulation ou de bris.

GARANTIE DE 5 ANS SUR LE COMPRESSEUR

- **1.** Le compresseur est couvert pendant 5 ans.
- 2. Le remplacement n'inclut pas la main-d'œuvre.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LE GARANT:

- **1.** Les appels de service visant à corriger l'installation de votre appareil, à vous expliquer son utilisation, à remplacer ou réparer des fusibles ou à corriger le câblage ou la plomberie.
- **2.** Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules de l'appareil ou les étagères cassées. Les pièces consommables (comme les filtres) sont exclues de la couverture de garantie.
- **3.** Les dommages résultant d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un incendie, d'une inondation, de catastrophes naturelles, d'une installation incorrecte, d'une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie, ou de l'utilisation de produits non approuvés par le garant.
- **4.** Les pièces de rechange ou les coûts de main-d'œuvre pour des appareils utilisés en dehors des 48 États continentaux des États-Unis, ainsi que dans certaines régions de l'Alaska, d'Hawaï et du Canada.
- 5. Les réparations de pièces ou de systèmes résultant de modifications non autorisées apportées à l'appareil.
- 6. Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit dans des endroits éloignés.
- **7.** Le retrait et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou non installé conformément aux instructions d'installation publiées.

EXONÉRATION DES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION DU PRODUIT TELLE QUE PRÉVUE CI-DESSUS. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À DEUX ANS. LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LES LIMITATIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT.

accuc@ld

Felix Storch, Inc.
Une entreprise certifiée ISO 9001:2015
770 Garrison Ave
Bronx, New York 10474
www.summitappliance.com